

Accessoires optionnels

Imprimantes		Poids d'étalonnage	
Imprimante de laboratoire standard	YDP20-OCE	Étalonnage du modèle de balance de laboratoire 224	YCW522-AC-02
Papier pour imprimante, 5 unités, á 40 m	6906937	– Poids à gorge de préhension Proof Line 200 g, OIML classe E2, avec homologation DAKKS	
Rouleaux de ruban encreur	6906918	Étalonnage du modèle de balance de laboratoire 124	YCW512-AC-02
Câble de données		– Poids à gorge de préhension Proof Line 100 g, OIML classe E2, avec homologation DAKKS	
RS232 25 broches mâle Câble USB type A, longueur env. 1,8 m	YCC01-USBM2	Étalonnage du modèle de balance de laboratoire 64	YCW452-AC-02
RS232 25 broches mâle 25 broches femelle, longueur env. 1,5 m	7357312	– Poids à gorge de préhension Proof Line 50 g, OIML classe E2, avec homologation DAKKS	
RS232 25 broches mâle 9 broches femelle, longueur env. 2,0 m	7357314	Étalonnage du modèle de balance de laboratoire 623	YCW553-AC-02
RS232 25 broches mâle 9 broches femelle, longueur env. 0,5 m	6965619	– Poids à gorge de préhension Proof Line 500 g, OIML classe F1, avec homologation DAKKS	
Détermination de la densité		Étalonnage des modèles de balance de laboratoire 423, 323	YCW523-AC-02
Dispositif de détermination de la densité pour balances avec précision de lecture de 0,1 mg	YDK03	– Poids à gorge de préhension Proof Line 200 g, OIML classe F1, avec homologation DAKKS	
Cache de protection		Étalonnage du modèle de balance de laboratoire 153	YCW513-AC-02
pour balances avec plateau de pesée rectangulaire	6960ED01	– Poids à gorge de préhension Proof Line 100 g, OIML classe F1, avec homologation DAKKS	
pour balances avec plateau de pesée rond (Ø 150 mm)	6960ED02	Étalonnage du modèle de balance de laboratoire 6202	YCW653-AC-02
Protection anti-poussière		– Poids à gorge de préhension Proof Line 5 kg, OIML classe F1, avec homologation DAKKS	
pour balances avec précision de lecture de 0,1 mg	6960BP08	Étalonnage des modèles de balance de laboratoire 4202, 3202, 2202	YCW623-AC-02
Table de pesée		– Poids à gorge de préhension Proof Line 2 kg, OIML classe F1, avec homologation DAKKS	
en bois avec plaque en pierre	YWT09	Étalonnage du modèle de balance de laboratoire 822	YCW554-AC-02
en pierre avec des amortisseurs de vibrations	YWT03	– Poids à gorge de préhension Proof Line 500 g, OIML classe F2, avec homologation DAKKS	
Console murale		Étalonnage des modèles de balance de laboratoire 8201, 5201	YCW654-AC-02
Console murale	YWT04	– Poids à gorge de préhension Proof Line 5 kg, OIML classe F2, avec homologation DAKKS	
Généralités		Étalonnage du modèle de balance de laboratoire 2201	YCW624-AC-02
Deuxième écran LCD rétroéclairé	YRD03Z	– Poids à gorge de préhension Proof Line 2 kg, OIML classe F2, avec homologation DAKKS	
Pack batterie pour balances de laboratoire standard	YRB11Z		
Souffleur ionisant, pour les échantillons électrostatiques			
– 220 – 240 V AC	YIB01-ODR		
– 110 – 120 V AC	YIB01-OUR		
Stat pen, pour neutraliser l'électricité statique sur les échantillons (100 – 240 V AC, 50 60 Hz)	YSTP01		



YDP20-OCE, imprimante de laboratoire standard