

Accessoires optionnels

Imprimantes et communication	
Imprimante de laboratoire standard– Papier pour imprimante de laboratoire standard	YDP40 69Y03287
Câble de données Mini USB USB A	YCC04-D09
Câble de données Mini USB RS232 à 9 broches	YCC03-D09
Câble de données Mini USB RS232 à 25 broches	YCC03-D25
Général	
Pack batterie pour balances de laboratoire standard	YRB11Z
Paravent pour balances à la précision de lecture de 0,01 g 0,1 g 1 g	YDS01SQP
Paravent pour balances à la précision de lecture de 1 mg	YDS02SQP
Cache de protection balances à la précision de lecture de 0,1 mg et 1 mg	6960SE01
Cache de protection balances à la précision de lecture de 0,01 g 0,1 g 1g	6960SE02
Cache anti-poussières pour balances à la précision de lecture de 0,1 mg 1 mg	6960SE03
Détermination de la densité	
Dispositif de détermination de la masse volumique pour balances à la précision de lecture de 0,1 mg 1 mg	YDK03
Dispositif de détermination de la masse volumique pour balances à la précision de lecture de 0,01 g 0,1 g 1g	YDK04
Poids d'étalonnage	
Poids d'étalonnage pour le modèle de balance de laboratoire 224, 313, 213 – Poids à gorge de préhension Proof Line 200 g, OIML classe E2, avec homologation DAkKS	YCW522-AC-02
Poids d'étalonnage pour le modèle de balance de laboratoire 124 – Poids à gorge de préhension Proof Line 100 g, OIML classe E2, avec homologation DAkKS	YCW512-AC-02
Poids d'étalonnage pour le modèle de balance de laboratoire 64 – Poids à gorge de préhension Proof Line 50 g, OIML classe E2, avec homologation DAkKS	YCW452-AC-02
Poids d'étalonnage pour le modèle de balance de laboratoire 513 – Poids à gorge de préhension Proof Line 500 g, OIML classe E2, avec homologation DAkKS	YCW552-AC-02
Poids d'étalonnage pour le modèle de balance de laboratoire 3102, 2102 – Poids à gorge de préhension Proof Line 2 kg, OIML classe F1, avec homologation DAkKS	YCW623-AC-02
Poids d'étalonnage pour le modèle de balance de laboratoire 1102 – Poids à gorge de préhension Proof Line 1 kg, OIML classe F1, avec homologation DAkKS	YCW613-AC-02
Poids d'étalonnage pour le modèle de balance de laboratoire 612 – Poids à gorge de préhension Proof Line 500 g, OIML classe F1, avec homologation DAkKS	YCW553-AC-02
Poids d'étalonnage pour le modèle de balance de laboratoire 412 – Poids à gorge de préhension Proof Line 200 g, OIML classe F1, avec homologation DAkKS	YCW523-AC-02
Poids d'étalonnage pour le modèle de balance de laboratoire 6101, 5101, 6100, 5100 – Poids à gorge de préhension Proof Line 5 kg, OIML classe F2, avec homologation DAkKS	YCW654-AC-02
Poids d'étalonnage pour le modèle de balance de laboratoire 2101 – Poids à gorge de préhension Proof Line 2 kg, OIML classe F2, avec homologation DAkKS	YCW624-AC-02